

## PINCE CLAMP BULLDOG DE BAKEY, DROITE, 7,5 CM

Réf. IP55107



## PINCE CLAMP BULLDOG DE BAKEY, DROITE, 7,5 CM

Réf. IP55107

### CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE

Code barres : 3661040028446

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

### MESURES

#### Unité nue

#### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 13,0

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 6,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 1,0

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,015

Poids conditionnement (kg) : 0,015

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:27 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IP55107