

PINCE PLATE POUR BROCHES MORS GOUFRÉS 170 MM

Réf. IP01618



PINCE PLATE POUR BROCHES MORS GOUFRÉS 170 MM



Réf. IP01618

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040044668

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018908500

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 4,5

Largeur conditionnement (cm) : 4,5

Longueur unitaire (cm) : 18,0

Longueur conditionnement (cm) : 18,0

Hauteur unitaire (cm) : 1,4

Hauteur conditionnement (cm) : 1,4

Poids unitaire (kg) : 0,148

Poids conditionnement (kg) : 0,148

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 16:56 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IP01618

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.