

## DAVIER VERBRUGGE, RÉDUCTEUR, MORS ACÉRÉS, COUDÉ, 48 CM

Réf. ID25548



## DAVIER VERBRUGGE, RÉDUCTEUR, MORS ACÉRÉS, COUDÉ, 48 CM

Réf. ID25548

### CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I r

Marquage : CE

Code barres : 3661040039060

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018908500

Stérile : Non

### MESURES

#### Unité nue

#### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 12,0

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 46,3

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 1,4

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,400

Poids conditionnement (kg) : 0,404

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 16:26 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. ID25548