

## SAC EMERGENCY'S LIGHT - ROUGE WATERPROOF

Réf. MEEMER02\_WA

EMERGENCY'S™

GARANTIE  
**2**  
ANS  
YEARS  
GUARANTEE



# SAC EMERGENCY'S LIGHT - ROUGE WATERPROOF

Réf. **MEEMER02\_WA**

**Sac de secours pratique et léger en version imperméable.**

- Il dispose également de trois poches extérieures ; celle à l'avant est divisée avec des bandes élastiques caoutchoutées
- Fermetures à zip haute résistance
- Bandes réfléchissantes
- Mallette lavable
- Poignées renforcées et bretelles
- Dimensions 44 x 25 x 27 cm, capacité 22 L
- Matériau: Tarpaulin (polyéthylène laminé)
- Poids 1.29 kg
- Vendu vide

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage :

Code barres : 3661040199191

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 420212

Stérile : Non

## MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 25,0

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 44,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 27,0

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 1,290

Poids conditionnement (kg) : 1,300

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



12/04/2022 21:10 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. MEEMER02\_WA

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.