

COUSSIN COMPRESSIF HECOMED-10X10 CM X 80 CM

Réf. SPSECU86



COUSSIN COMPRESSIF HECOMED-10X10 CM X 80 CM



Réf. **SPSECU86**

Permet d'effectuer une compression sur une plaie pour stopper une hémorragie
Evite plusieurs manipulations et libère le sauveteur pour d'autres interventions.
Vendu à l'unité.

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040116945
Garantie (mois) :	0	Code douanier :	30059100
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	11,2	Largeur conditionnement (cm) :	16,0
Longueur unitaire (cm) :	17,0	Longueur conditionnement (cm) :	19,0
Hauteur unitaire (cm) :	4,3	Hauteur conditionnement (cm) :	4,0
Poids unitaire (kg) :	0,070	Poids conditionnement (kg) :	0,100
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 22:14 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. SPSECU86