

## SUPPORT MURAL POUR DÉFIBRILLATEUR FRED PA-1 SCHILLER


Réf. SSACCE002

**SCHILLER**

The Art of Diagnostics



# SUPPORT MURAL POUR DÉFIBRILLATEUR FRED PA-1 SCHILLER



Réf. **SSACCE002**

La station d'accueil est thermoformé pour épouser les courbes du FRED PA-1. Elle permet une prise en main de l'appareil. Discrète, elle se fond dans tous les intérieurs.

- Compatibilité : Défibrillateurs FRED PA-1, FRED PA-1 Online et FRED PA-1 Trainer
- Installation intérieure uniquement.
- 2 glissières pour le fixer au mur.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :		Non	
Marquage :		Code barres :	3661041009147
Garantie (mois) :		Code douanier :	90189010
Stérile :		Non	
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	16,5	Largeur conditionnement (cm) :	16,0
Longueur unitaire (cm) :	27,0	Longueur conditionnement (cm) :	30,0
Hauteur unitaire (cm) :	11,5	Hauteur conditionnement (cm) :	13,0
Poids unitaire (kg) :	0,250	Poids conditionnement (kg) :	
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :		Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :		Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 03:14 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. SSACCE002

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.