


PAIRE D'ÉLECTRODES DE FORMATION DÉFIBRILLATEUR FRED PA-1


Réf. SSACCE008

SCHILLER

The Art of Diagnostics



PAIRE D'ÉLECTRODES DE FORMATION DÉFIBRILLATEUR FRED PA-1



Réf. **SSACCE008**

- Compatibles avec les défibrillateurs de formation FRED PA-1 Trainer et Easy Life utilisés pour la formation au secourisme
- Électrodes réutilisables et repositionnables
- Conçues uniquement pour une formation à l'usage d'un défibrillateur dans le cadre d'une réanimation cardiaque sur adulte. Ne pas utiliser sur un humain.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE		Code barres : 3661041009208
Garantie (mois) :	36		Code douanier : 90189010
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	14,0
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	19,0
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	2,0
Poids unitaire (kg) :	0,020	Poids conditionnement (kg) :	0,020
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 03:15 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. SSACCE008

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.