


## PILE LITHIUM DE REMPLACEMENT DÉFIBRILLATEUR FRED PA-1 SCHILLER


Réf. SSACCE010

**SCHILLER**

The Art of Diagnostics



# PILE LITHIUM DE REMPLACEMENT DÉFIBRILLATEUR FRED PA-1 SCHILLER



Réf. **SSACCE010**

La pile peut être conservé 8 ans dans son emballage d'origine tout en conservant ses performances d'origine. Il n'est pas nécessaire de la remplacer après utilisation sur patient si l'appareil ne l'indique pas.

- Compatibilité : Défibrillateur FRED PA-1
- Technologie : Li/MnO<sub>2</sub>
- Puissance : 15 V/2.8 Ah
- Autonomie de la batterie : plus de 140 chocs à un niveau d'énergie maximale et 6 heures de fonctionnement, si les températures optimales de stockage / d'utilisation de l'appareil se situent entre 15 - 25 °C
- Durée de vie en mode veille :
  - 6 ans avec auto-tests hebdomadaires pour le FRED® PA-1
  - 3 ans avec auto-tests hebdomadaires pour le FRED® PA-1 Online
- Température de stockage et de transport : 5 à 35°C (48h max entre -20° à 5°C et 35° à 60°C)

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :		Non	
Marquage :		Code barres :	3661041009222
Garantie (mois) :		Code douanier :	90189010
Stérile :		Non	
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
		6,5	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
		19,0	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
		3,0	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	
0,280		0,300	
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :		Température maxi :	
(N/A)		(N/A)	
Humidité mini :		Humidité maxi :	
(N/A)		(N/A)	



31/03/2022 03:15 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. SSACCE010

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.