



TRANSFORMATEUR 24V DC-75W AIVIA

Réf. SSACCE013

SCHILLER
The Art of Diagnostics



TRANSFORMATEUR 24V DC-75W AIVIA



Réf. **SSACCE013**

Transformateur 24 V DC 75W pour armoire AIVIA

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :		Non	
Marquage :		Code barres :	3661041009253
Garantie (mois) :		Code douanier :	901889010
Stérile :		Non	
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	7,5
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	10,5
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	6,0
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,265
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :		Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :		Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 03:16 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. SSACCE013

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.