

SACOCHE DE TRANSPORT POUR FRED PA-1 - STANDARD


Réf. SSACCE019

SCHILLER

The Art of Diagnostics



SACOCHE DE TRANSPORT POUR FRED PA-1 - STANDARD



Réf. **SSACCE019**

Pour un transport en toute sécurité

La sacoche standard permet de protéger et de transporter le Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) FRED PA-1 ou FRED PA-1 Trainer.

Possédant 2 fermetures éclairs de chaque côté, il n'est pas nécessaire de retirer la sacoche pour accéder au défibrillateur et à la paire d'électrodes en cas d'utilisation.

Peut contenir un défibrillateur et une paire d'électrodes. La poche arrière permet le rangement d'une paire d'électrodes et/ou consommables supplémentaires.

Housse semi-rigide.

Livré avec bandoulière.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :		Non	
Marquage :		Code barres :	3661041009284
Garantie (mois) :		Code douanier :	90189010
Stérile :		Non	
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	27,0
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	27,0
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	11,0
Poids unitaire (kg) :	0,500	Poids conditionnement (kg) :	0,500
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :		Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :		Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 03:16 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. SSACCE019

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.