

## PINCE À ECHARDES, 10 CM

Réf. IP26410



# PINCE À ECHARDES, 10 CM



Réf. IP26410

Permet d'extraire un corps étranger (épine, dard, etc)

Les instruments Holtex sont tous fabriqués en acier inoxydable de première qualité (AISI 304, 410, 420 et 420A, selon le type d'instrument) afin de garantir une bonne tenue dans le temps et une parfaite résistance aux corrosions.

Les aciers entrent en contact avec les tissus humains, ils doivent donc se conformer aux normes internationales et à la réglementation en vigueur.

Holtex vous garantit des dispositifs médicaux conformes à la directive 93/42/CE et à l'ISO 13485 (2016).

- Dans l'onglet « DOCUMENTS JOINTS », vous pouvez télécharger la notice de « Nettoyage et stérilisation »

- Référence 100% IN-STORE : cette référence d'instrumentation de service est garantie disponible immédiatement.

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui (Sans)

Marquage : AUCUN

Code barres : 3661040024103

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189090

Stérile : Non

## MESURES

### Unité nue

### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 1,0

Largeur conditionnement (cm) : 8,0

Longueur unitaire (cm) : 10,0

Longueur conditionnement (cm) : 10,0

Hauteur unitaire (cm) : 0,5

Hauteur conditionnement (cm) : 5,0

Poids unitaire (kg) : 0,013

Poids conditionnement (kg) : 0,013

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 17:11 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IP26410

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.