

## CISEAUX UNIVERSELS DE JESCO, 17 CM, NOIRS

Réf. IC14400



# CISEAUX UNIVERSELS DE JESCO, 17 CM, NOIRS

Réf. IC14400

**Permet de couper aisément (bandages, pansements, etc) lors des interventions chirurgicales**

Ciseaux de Jesco (ou Gesco).

A mettre dans toutes les trousse de secours !

Très utilisés lors des interventions chirurgicales et leur présence est nécessaire dans les kits de premier secours à l'école, sur les chantiers de travail, dans les pharmacies des entreprises ou dans les maisons de retraite.

Les lames coupantes en acier inoxydable.

Ciseaux universels permettant de couper aisément : pansements, bandages, tissus...mais aussi cuirs, lièges, mousses, résines, etc ...

Existe en différentes tailles couleurs : jaune, noir, vert, bleu, rouge

Taille universelle : 17 cm au plus court, 19 cm au plus long

Les instruments Holtex sont tous fabriqués en acier inoxydable de première qualité (AISI 304, 410, 420 et 420A, selon le type d'instrument) afin de garantir une bonne tenue dans le temps et une parfaite résistance aux corrosions.

Les aciers entrent en contact avec les tissus humains, ils doivent donc se conformer aux normes internationales et à la réglementation en vigueur.

Holtex vous garantit des dispositifs médicaux conformes à la directive 93/42/CE et à l'ISO 13485 (2016).

- Dans l'onglet « DOCUMENTS JOINTS », vous pouvez télécharger la notice de « Nettoyage et stérilisation »

- Référence 100% IN-STORE : cette référence d'instrumentation de service est garantie disponible immédiatement.

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040010052

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

## MESURES

### Unité nue

### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 9,8

Largeur conditionnement (cm) : 20,0

Longueur unitaire (cm) : 17,0

Longueur conditionnement (cm) : 13,0

Hauteur unitaire (cm) : 6,2

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,063

Poids conditionnement (kg) : 0,080

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



20/06/2022 21:04 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IC14400