

## CLAMP OMBILICAL DE BAR, 8 CM

Réf. IC30108



## CLAMP OMBILICAL DE BAR, 8 CM

Réf. IC30108

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040010922
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES		Unité nue	Unité emballée
Largeur unitaire (cm) :	2,5	Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	8,0	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :	0,7	Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,016	Poids conditionnement (kg) :	0,016
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 16:07 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IC30108