

SPÉCULUM VAGINAL COLLIN, 25 MM, LONG 85 MM

Réf. IS04625



SPÉCULUM VAGINAL COLLIN, 25 MM, LONG 85 MM

Réf. IS04625

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040030197
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	90189090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	2,5	Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	8,5	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :	6,5	Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,187	Poids conditionnement (kg) :	0,187
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 21:39 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IS04625

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.