

SPÉCULUM VAGINAL COLLIN, 30 MM, LONG 105 MM

Réf. IS04630



SPÉCULUM VAGINAL COLLIN, 30 MM, LONG 105 MM



Réf. **IS04630**

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040030203

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 3,0

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 10,5

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,236

Poids conditionnement (kg) : 0,250

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:39 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IS04630

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.