

BOÎTE FORCEPS DE TARNIER

Réf. IBOI109



BOÎTE FORCEPS DE TARNIER



Réf. IBOI109

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040081663

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 20,5

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 41,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 9,5

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 2,849

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 15:14 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IBOI109

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BOÎTE FORCEPS DE TARNIER



Réf. IBOI109

COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
IF21137	Forceps Tarnier, avec tracteur 40 cm	1
AI42188	Boîte inox, 40 x 20 x 9 cm	1