

BOÎTE POUR POSE DE STÉRILET

Réf. IBOI113



BOÎTE POUR POSE DE STÉRILET



Réf. IBOI113

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040081700

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 3,020

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 15:15 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IBOI113

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BOÎTE POUR POSE DE STÉRILET



Réf. IBOI113

COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
IB08600	Hystéromètre Valleix, avec curseur, 33 cm	1
IC23520	Ciseaux Sims, mousses, 20 cm, courbes -IS, Holtex	1
AI11623	Porte-pince à servir, dia. 52 mm, haut. 200 mm	1
AI15080	Cupule à Bec, inox, dia. 80 mm, 165 ml -IS	2
AI28153	Plateau inox, 28 x 18 x 3 cm -IS	1
AI35158	Boîte inox, 35 x 18 x 8 cm	1
IP02322	Pince Rochester-Péan - Kocher, S/G, courbe, 22 cm	1
IP03424	Pince à Pansements, Longuette, droite, 24 cm -IS, Holtex	1
IP22424	Pince Pozzi, droite, 24 cm -IS, Holtex	1
IP43424	Pince Foerster, striée, 24 cm, droite, Holtex	1
IP56628	Pince Circéron, pour préhension du stérilet, 28 cm -IS	1
IS03300	Canule à Biospie de Novack, 23 cm (sonde curette)	1
IS04630	Spéculum Vaginal Collin, 30 mm, long 105 mm	1
IS04635	Spéculum Vaginal Collin, 35 mm, long 110 mm	1
IS09430	Stylet Porte-coton, 30 cm	1