

## BOÎTE EXPLORATION VAGINALE

Réf. IBOI115



# BOÎTE EXPLORATION VAGINALE

Réf. IBO115

Cette boîte contient :

- Hystéromètre Valleix, avec curseur, 33 cm
- Ciseaux Metzemaum, courbes, 18 cm
- Boîte inox, 35 x 18 x 8 cm (A135158)
- Pince à Pansements, Longuette, droite, 24 cm
- Pince Museux, droite, 24 cm, 7 x 5 mm
- Pince Pozzi, droite, 24 cm
- Pince à Biopsie Gynécologique, Douay, 25 cm
- Bougie Hégar, simple inox, 19 cm, série de 15 pièces: n°4 à n°18 Sonde Vésicale, métal, femme, 15 cm
- Spéculum Vaginal Collin, 35 mm, long 110 mm
- Stylet Porte-coton, 30 cm
- Valve Doyen vaginale, 90 mm x 45 mm

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040081724
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	18,0	Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	35,0	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :	8,0	Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	3,310
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 15:15 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IBO115

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## BOÎTE EXPLORATION VAGINALE

Réf. IBO1115

## COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
IB08600	Hystéromètre Valleix, avec curseur, 33 cm	1
IC08518	Ciseaux Metzemaum, courbes, 18 cm -IS, Holtex	1
AI35158	Boîte inox, 35 x 18 x 8 cm	1
IP03424	Pince à Pansements, Longuette, droite, 24 cm -IS, Holtex	1
IP20624	Pince Museux, droite, 24 cm, 7 x 5 mm -IS	1
IP22424	Pince Pozzi, droite, 24 cm -IS, Holtex	1
IP44625	Pince à Biopsie Gynécologique, Douay, 25 cm	1
IS01631	Bougie Hégar, simple inox, 19 cm, série de 15 pièces: n°4 à n°18	1
IS03402	Sonde Vésicale, métal, femme, 15 cm	1
IS04635	Spéculum Vaginal Collin, 35 mm, long 110 mm	2
IS09430	Stylet Porte-coton, 30 cm	1
IV02690	Valve Doyen vaginale, 90 mm x 45 mm	1