

BOÎTE BASIOTRIBE DE TARNIER

Réf. IBOI116



BOÎTE BASIOTRIBE DE TARNIER

Réf. IBOI116

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040081731
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	90189090
Stérile :	Non		
MESURES		Unité nue	Unité emballée
Largeur unitaire (cm) :			Largeur conditionnement (cm) :
Longueur unitaire (cm) :			Longueur conditionnement (cm) :
Hauteur unitaire (cm) :			Hauteur conditionnement (cm) :
Poids unitaire (kg) :			Poids conditionnement (kg) : 4,210
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :		(N/A)	Température maxi : (N/A)
Humidité mini :		(N/A)	Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 15:15 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IBOI116

BOÎTE BASIOTRIBE DE TARNIER



Réf. IBO1116

COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
IB01100	Basiotribe Tarnier	1
IC38130	Crochet Obstétrical Braun, 30 cm	1
AI50201	Boîte inox, 50 x 20 x 12 cm	1