

CROCHET MOUSSE DE POLITZER TIGE LONGUE À METTRE SUR MANCHES

Réf. IC19205



CROCHET MOUSSE DE POLITZER TIGE LONGUE À METTRE SUR MANCHES

Réf. IC19205

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I r

Marquage : CE

Code barres : 3661040083506

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 0,5

Largeur conditionnement (cm) : 0,5

Longueur unitaire (cm) : 9,4

Longueur conditionnement (cm) : 9,4

Hauteur unitaire (cm) : 0,5

Hauteur conditionnement (cm) : 0,5

Poids unitaire (kg) : 0,005

Poids conditionnement (kg) : 0,005

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 16:05 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IC19205