

CLAMP À CIRCONCISION, POUR BÉBÉ, 8 MM

Réf. IC30308



 Holtex



CLAMP À CIRCONCISION, POUR BÉBÉ, 8 MM

Réf. IC30308

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040010953
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	4,0	Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	10,0	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :	2,3	Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,144	Poids conditionnement (kg) :	0,144
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 16:07 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IC30308