

CONDUCTEUR DE MARTEL, 33 CM

Réf. IC31133



CONDUCTEUR DE MARTEL, 33 CM

Réf. IC31133

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I r

Marquage : CE

Code barres : 3661040011004

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 6,5

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 35,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 0,2

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,012

Poids conditionnement (kg) : 0,012

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



19/05/2022 21:09 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IC31133