

COUTEAU POUR RHINOPLASTIE BALLANGER, À BAÏONNETTE, 21CM X 3 MM

Réf. IC35413



COUTEAU POUR RHINOPLASTIE BALLANGER, À BAÏONNETTE, 21CM X 3 MM



Réf. IC35413

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040011264

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 1,7

Largeur conditionnement (cm) : 1,7

Longueur unitaire (cm) : 19,3

Longueur conditionnement (cm) : 19,3

Hauteur unitaire (cm) : 0,8

Hauteur conditionnement (cm) : 0,8

Poids unitaire (kg) : 0,040

Poids conditionnement (kg) : 0,040

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 16:10 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IC35413

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.