

COUTEAU POUR RHINOPLASTIE BALLANGER, À BAÏONNETTE, 21CM X 4 MM

Réf. IC35414



COUTEAU POUR RHINOPLASTIE BALLANGER, À BAÏONNETTE, 21CM X 4 MM



Réf. IC35414

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040011271

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 1,5

Largeur conditionnement (cm) : 1,5

Longueur unitaire (cm) : 19,5

Longueur conditionnement (cm) : 19,5

Hauteur unitaire (cm) : 0,9

Hauteur conditionnement (cm) : 0,9

Poids unitaire (kg) : 0,038

Poids conditionnement (kg) : 0,038

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 16:10 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IC35414

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.