

CROCHET DE GINESTET

Réf. IC39110



CROCHET DE GINESTET



Réf. IC39110

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe Ir	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040083773
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018908500
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	5,5
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	24,0
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	2,0
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,130
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)

30/03/2022 16:11 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IC39110

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.