

## CANULE D'ASPIRATION 10CM X 2,5MM

Réf. IC41212



## CANULE D'ASPIRATION 10CM X 2,5MM

Réf. IC41212

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe	Ir
Marquage :	CE	Code barres :	3661040063980
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,032	Poids conditionnement (kg) :	0,032
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



03/05/2022 12:35 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IC41212