

CANULE TRACHÉALE DE JACKSON, 3 PIÈCES, N°7, DIA. 11 MM

Réf. IC42307



CANULE TRACHÉALE DE JACKSON, 3 PIÈCES, N°7, DIA. 11 MM

Réf. IC42307

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE

Code barres : 3661040011615

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 4,5

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 11,5

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 2,5

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,041

Poids conditionnement (kg) : 0,041

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 16:14 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IC42307