

## CANULE TRACHÉALE DE LUER, 2 PIÈCES, N°3, DIA. 7 MM

Réf. IC43203



# CANULE TRACHÉALE DE LUER, 2 PIÈCES, N°3, DIA. 7 MM



Réf. IC43203

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE

Code barres : 3661040011653

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189090

Stérile : Non

## MESURES

### Unité nue

### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 4,4

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 7,3

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 2,4

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,018

Poids conditionnement (kg) : 0,018

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



25/05/2022 12:33 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IC43203

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.