

CANULE TRACHÉALE DE LUER, 2 PIÈCES, N°4, DIA. 8 MM

Réf. IC43204



CANULE TRACHÉALE DE LUER, 2 PIÈCES, N°4, DIA. 8 MM



Réf. IC43204

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE

Code barres : 3661040011660

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 6,4

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 19,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 2,0

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,021

Poids conditionnement (kg) : 0,021

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 16:15 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IC43204

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.