

CURETTE À ASPIRATION, POUR CURETAGE, AVEC RACCORD, 12 MM

Réf. IC58612



CURETTE À ASPIRATION, POUR CURETAGE, AVEC RACCORD, 12 MM



Réf. **IC58612**

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe Ir	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040012483
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	4,6	Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	31,7	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :	1,7	Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,220	Poids conditionnement (kg) :	0,220
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



02/05/2022 21:06 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IC58612

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.