

CURETTE À ASPIRATION, POUR CURETAGE, AVEC RACCORD, 14 MM

Réf. IC58614



CURETTE À ASPIRATION, POUR CURETAGE, AVEC RACCORD, 14 MM



Réf. IC58614

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I r

Marquage : CE

Code barres : 3661040012490

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 4,6

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 32,6

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 2,0

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,200

Poids conditionnement (kg) : 0,200

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



02/05/2022 21:06 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IC58614

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.