

DÉFIBRILLATEUR DE FORMATION SAVER ONE

Saver One®

Réf. SJSAVE14



DÉFIBRILLATEUR DE FORMATION SAVER ONE



Réf. **SJSAVE14**

- Un dispositif intelligent et facile à utiliser fournissant une formation réaliste et polyvalente pour tous les niveaux de compétence
- Conçu pour répondre aux besoins de tous les formateurs, autant pour être formé pour la première fois que pour une remise à niveau du personnel professionnel du monde de l'urgence
- Cette unité non choquante suit simplement les 1, 2, 3-étapes du défibrillateur Saver One et guide les utilisateurs par l'analyse simulée, l'énergie à délivrer et les différentes opérations de réanimation adultes ou pédiatriques

A NOTER : La directive européenne 93/42/CEE est remplacée par le règlement européen 2017/745 depuis le 5 avril 2017. Anciennement classifié en IIB , les DAE sont désormais classifiés en classe III. Les certificats délivrés avant le 25 mai 2017 conservent leur validité jusqu'à la fin de la période indiquée sur ces certificats, à savoir Février 2023 pour nos DAE Saver One.

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :		Non	
Marquage :		Code barres :	3661040137971
Garantie (mois) :		Code douanier :	90189084
Stérile :		Non	
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,600	Poids conditionnement (kg) :	1,000
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :		Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :		Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 22:41 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. SJSAVE14