


AMPOULIER ISOTHERME ELITE BAGS PROBE - GRANDE CAPACITÉ

ELITE BAGS

Réf. MEPROB02_R

GARANTIE
2
ANS
YEARS
GUARANTEE



AMPOULIER ISOTHERME ELITE BAGS PROBE - GRANDE CAPACITÉ



Réf. MEPROB02_R

Ampoulier isotherme conçu pour offrir au professionnel un outil de grande capacité pour le transport des ampoules. Cet ampoulier innovant, fonctionnel et maniable, permet au professionnel de transporter de façon ordonnée et dans de parfaites conditions les médicaments nécessaires pour offrir des soins de qualité.

- 3 élastiques totalement ajustables qui facilitent l'insertion d'ampoules et de matériel divers de tout format. Capacité pour 132 ampoules
- 8 poches filet extractibles pour l'insertion de l'accumulateur de froid, les ampoules ou ustensiles d'usage habituel (4 extractibles)
- 2 poches plates externes pour le conteneur de poche de matériel bio-contaminé et d'autres ustensiles
- Anses rétractables
- Porte-cartes
- Matériel : Polyester 600 x 600
- Poids : 750 g
- Mesures extérieures: 28 x 21 x 9 cm/ 5.29 L
- Capacité maximum recommandée : 3.5 kg
- Vendu vide

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :		Non	
Marquage :		Code barres :	8436564540119
Garantie (mois) :		Code douanier :	420212
Stérile :		Non	
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	21,0	Largeur conditionnement (cm) :	23,5
Longueur unitaire (cm) :	28,0	Longueur conditionnement (cm) :	31,5
Hauteur unitaire (cm) :	9,0	Hauteur conditionnement (cm) :	6,5
Poids unitaire (kg) :	0,750	Poids conditionnement (kg) :	1,122
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :		Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :		Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 23:19 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. MEPROB02_R

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.