

## PANTALON ARRAL, PIQUÉ, BLANC, TAILLE 00



Réf. WARR07\_00



## PANTALON ARRAL, PIQUÉ, BLANC, TAILLE 00



Réf. WARR07\_00

Pantalon femme.  
Piqué.  
Ventre plat.  
Taille élastique avec bandeau ceinture plat sur le devant.  
65% polyester, 35% coton.  
Coloris blanc

#### CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage :

Code barres : 3661040033488

Garantie (mois) : 12

Code douanier : 62034311095

Stérile : Non

#### MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 28,0

Largeur conditionnement (cm) : 28,0

Longueur unitaire (cm) : 32,0

Longueur conditionnement (cm) : 32,0

Hauteur unitaire (cm) : 1,0

Hauteur conditionnement (cm) : 1,0

Poids unitaire (kg) : 0,330

Poids conditionnement (kg) : 0,330

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 23:21 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. WARR07\_00

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.