

CLIVELEUR PAUFIQUE, 5 MM

Réf. IC59000



CLIVELEUR PAUFIQUE, 5 MM



Réf. IC59000

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040012506

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 0,7

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 12,3

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 0,3

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,016

Poids conditionnement (kg) : 0,016

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



22/08/2022 21:09 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IC59000

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.