

## CISEAUX DE WECKER, À IRIS, 11 CM

Réf. IC59411



## CISEAUX DE WECKER, À IRIS, 11 CM



Réf. IC59411

| CARACTERISTIQUES                     |           |                                 |               |
|--------------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------|
| Dispositif médical :                 | Oui       | Classe Ir                       |               |
| Marquage :                           | CE        | Code barres :                   | 3661040012568 |
| Garantie (mois) :                    | 24        | Code douanier :                 | 90189090      |
| Stérile :                            | Non       |                                 |               |
| MESURES                              | Unité nue | Unité emballée                  |               |
| Largeur unitaire (cm) :              | 4,3       | Largeur conditionnement (cm) :  | 7,2           |
| Longueur unitaire (cm) :             | 11,2      | Longueur conditionnement (cm) : | 15,0          |
| Hauteur unitaire (cm) :              | 0,2       | Hauteur conditionnement (cm) :  | 3,0           |
| Poids unitaire (kg) :                | 0,018     | Poids conditionnement (kg) :    | 0,018         |
| CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES : |           |                                 |               |
| Température mini :                   | (N/A)     | Température maxi :              | (N/A)         |
| Humidité mini :                      | (N/A)     | Humidité maxi :                 | (N/A)         |



19/05/2022 21:19 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IC59411

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.