

## TIRE-COMÉDON UNNA, 14 CM

Réf. IT01414



## TIRE-COMÉDON UNNA, 14 CM



Réf. IT01414

### CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui (Sans)

Marquage : AUCUN

Code barres : 3661040031538

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

### MESURES

#### Unité nue

#### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 0,7

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 14,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 0,5

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,012

Poids conditionnement (kg) : 0,016

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:48 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IT01414

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.