

TOURNEVIS HEXAGONAL, 25 CM, DIA. 2.5 MM POUR VIS DIA. 3.5 MM

Réf. IT02425



TOURNEVIS HEXAGONAL, 25 CM, DIA. 2.5 MM POUR VIS DIA. 3.5 MM

Réf. IT02425

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui (Sans)

Marquage : AUCUN

Code barres : 3661040031606

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 2,4

Largeur conditionnement (cm) : 2,4

Longueur unitaire (cm) : 24,4

Longueur conditionnement (cm) : 24,4

Hauteur unitaire (cm) : 2,4

Hauteur conditionnement (cm) : 2,4

Poids unitaire (kg) : 0,129

Poids conditionnement (kg) : 0,129

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:48 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IT02425