

TOURNEVIS HEXAGONAL, 25 CM, DIA. 3.5 MM POUR VIS DIA. 4.5 MM

Réf. IT02435



TOURNEVIS HEXAGONAL, 25 CM, DIA. 3.5 MM POUR VIS DIA. 4.5 MM



Réf. IT02435

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	(Sans)	
Marquage :	AUCUN	Code barres :	3661040031613
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	3,0	Largeur conditionnement (cm) :	3,0
Longueur unitaire (cm) :	25,0	Longueur conditionnement (cm) :	25,0
Hauteur unitaire (cm) :	3,0	Hauteur conditionnement (cm) :	3,0
Poids unitaire (kg) :	0,133	Poids conditionnement (kg) :	0,133
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 21:48 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IT02435

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.