

CANULE FRAZIER, 18 CM X 1,5 MM, COUDÉE

Réf. IC41101



CANULE FRAZIER, 18 CM X 1,5 MM, COUDÉE



Réf. IC41101

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040161679

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,034

Poids conditionnement (kg) : 0,034

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 23:30 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IC41101

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.