

TRACTEUR HÉLICOÏDAL DOYEN, DÉSENCLAVEUR

Réf. IT03100



TRACTEUR HÉLICOÏDAL DOYEN, DÉSENCLAVEUR



Réf. IT03100

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040031637

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 8,1

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 18,2

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 2,7

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,059

Poids conditionnement (kg) : 0,059

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



31/03/2022 21:08 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IT03100

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.