

TROCARD HYDROCÈLE, 11 CM, DIA.3.5 MM

Réf. IT11411



TROCARD HYDROCÈLE, 11 CM, DIA.3.5 MM



Réf. IT11411

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040031682

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) : 6,0

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) : 22,0

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) : 3,0

Poids unitaire (kg) : 0,039

Poids conditionnement (kg) : 0,039

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:49 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IT11411

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.