

ETRIER CRANIEN DE GARDNER, WELLS 200 MM

Réf. IE37301



ETRIER CRANIEN DE GARDNER, WELLS 200 MM



Réf. **IE37301**

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE

Code barres : 3661040138206

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018908500

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 13,0

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 30,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 1,2

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,300

Poids conditionnement (kg) : 0,300

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 22:48 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IE37301

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.