

BOUGIE HÉGAR, SIMPLE INOX, 19 CM, N°8

Réf. IS01608



Exemple de bougies Hégar simple, inox.
30 tailles disponibles, nous consulter



BOUGIE HÉGAR, SIMPLE INOX, 19 CM, N°8



Réf. **IS01608**

Bougié Hégar simple, inox
30 Tailles disponibles, nous consulter

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe Ir	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040029788
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	0,8	Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	19,0	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :	0,8	Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,073	Poids conditionnement (kg) :	0,073
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 21:36 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IS01608

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.