

PINCE À FIXER DE BARRAQUER, 1 X 2 GRIFFES OBLIQUES

Réf. IP52012



PINCE À FIXER DE BARRAQUER, 1 X 2 GRIFFES OBLIQUES



Réf. IP52012

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I r

Marquage : CE

Code barres : 3661040027777

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,012

Poids conditionnement (kg) : 0,040

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 22:00 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IP52012

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.