

PINCE À DÉCAPSULER, 16 CM

Réf. IP19416



PINCE À DÉCAPSULER, 16 CM



Réf. IP19416

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui (Sans)

Marquage : AUCUN

Code barres : 3661040023281

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 9,0

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 19,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 0,4

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,041

Poids conditionnement (kg) : 0,041

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 17:05 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IP19416

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.