


VALVE DOYEN VAGINALE, 60 MM X 45 MM

Réf. IV02660



VALVE DOYEN VAGINALE, 60 MM X 45 MM



Réf. IV02660

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe Ir	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040032290
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	11,0	Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	26,1	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :	4,5	Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,169	Poids conditionnement (kg) :	0,180
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 21:50 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IV02660

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.