

PINCE VASCULAIRE LELAND-JONES, COUDÉE À 40°, 19 CM

Réf. IP19440



PINCE VASCULAIRE LELAND-JONES, COUDÉE À 40°, 19 CM



Réf. IP19440

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe Ir	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040023304
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	7,4	Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	18,5	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :	0,2	Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,050	Poids conditionnement (kg) :	0,400
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



19/05/2022 21:14 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IP19440

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.