

VALVE DOYEN VAGINALE, 120 MM X 45 MM

Réf. IV02720



VALVE DOYEN VAGINALE, 120 MM X 45 MM



Réf. IV02720

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040032313

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 12,3

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 25,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 4,8

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,216

Poids conditionnement (kg) : 0,216

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:50 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IV02720

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.