

## PINCE DE BAKEY, CLAMP POUR COARCTATION, 20 CM, COUDÉE À 20°

Réf. IP19520



# PINCE DE BAKEY, CLAMP POUR COARCTATION, 20 CM, COUDÉE À 20°



Réf. IP19520

| CARACTERISTIQUES                     |           |                                 |               |
|--------------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------|
| Dispositif médical :                 | Oui       | Classe Ir                       |               |
| Marquage :                           | CE        | Code barres :                   | 3661040023328 |
| Garantie (mois) :                    | 24        | Code douanier :                 | 9018.9090     |
| Stérile :                            | Non       |                                 |               |
| MESURES                              | Unité nue | Unité emballée                  |               |
| Largeur unitaire (cm) :              | 8,7       | Largeur conditionnement (cm) :  |               |
| Longueur unitaire (cm) :             | 27,6      | Longueur conditionnement (cm) : |               |
| Hauteur unitaire (cm) :              | 1,1       | Hauteur conditionnement (cm) :  |               |
| Poids unitaire (kg) :                | 0,061     | Poids conditionnement (kg) :    | 0,061         |
| CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES : |           |                                 |               |
| Température mini :                   | (N/A)     | Température maxi :              | (N/A)         |
| Humidité mini :                      | (N/A)     | Humidité maxi :                 | (N/A)         |



19/05/2022 21:14 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IP19520

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.